

Thick & Easy - can 225 g

Disponible en **1 saveur**: neutre



Informations nutritionnelles



Contenu moyen		100 g	4,5 g
Énergie	kJ/kcal	1561/373	70,24/16,79
Graisses	g	< 0,1	< 0,004
Saturées	g	< 0,1	< 0,004
Glucides	g	92,6	4,17
Sucres	g	0	0
Protéines	g	0,4	0,02
Sel	g	0,44	0,02
Minéraux et oligo-éléments			
Sodium (Na)	mg	174	7,83

Informations produit

Description

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Épaississant instantané en poudre à base d'amidon modifié de maïs, sans lactose, sans gluten. Pour les besoins nutritionnels des patients atteints de troubles de la déglutition. A un IDDSI niveau de 2 à 4

Dosage

Selon les recommandations émises par un professionnel de la santé.

Indication

Nutrition à usage médical pour les patients souffrant de dysphagie. Ne convient pas lorsque la nutrition entérale n'est pas autorisée, par exemple en cas d'hémorragie gastro intestinale aiguë, d'iléus et de choc. à utiliser avec précaution en cas d'insuffisance hépatique grave avec perturbation du métabolisme et formes sévères de malabsorption.

Conditions de conservation

Conserver dans son emballage fermé à température ambiante (15 - 25 °C). Après ouverture bien refermer la boîte et garder dans un endroit frais, sec et sans odeur.

Informations d'utilisation

L'épaississant Thick & Easy peut être directement ajouté à des aliments chauds ou froids. On obtient l'épaisseur souhaitée en fonction de la quantité ajoutée. Remuer fermement à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette jusqu'à dissolution complète. Laisser ensuite reposer 1 minute. Respectez les conseils de dosage personnalisés !

Tableau de dosage pour 100 ml (1 mesurette rase = 4,5 g)

- Niveau 2: Légèrement épais = 1 mesurette
- Niveau 3: Modérément épais = 1,5 mesurettes
- Niveau 4: Très épais = 2 mesurettes

Tableau de dosage pour 200 ml (1 mesurette rase = 4,5 g)

- Niveau 2: Légèrement épais = 2 mesurettes
- Niveau 3: Modérément épais = 3 mesurettes
- Niveau 4: Très épais = 4 mesurettes

Informations d'utilisation supplémentaires

Doit être utilisé sous contrôle médical. Ne convient pas lorsque la nutrition entérale n'est pas autorisée, par exemple en cas d'hémorragie gastro intestinale aiguë, d'iléus et de choc. à utiliser avec précaution en cas d'insuffisance hépatique grave avec perturbation du métabolisme et formes sévères de malabsorption.

Ingrédients

Eau, maltodextrine, amidon de maïs modifié, gomme xanthane, chlorure de potassium, chlorure de sodium, citrate de potassium, citrate de sodium.

Informations de commande Thick & Easy - can 225 g

Produit	N° d'article	Code CNK
Thick & Easy - can 225 g	7917681	1114-206