

Madeleines met chocolade

⌚ 40 minuten 👤 6 📖 Gemakkelijk

bekijk het recept online



Bereiding

- 01 | Verwarm de oven voor op 180°C.
- 02 | Mix de eieren met de suiker tot het mengsel bijna wit is.
- 03 | Meng de gezeefde bloem en bakpoeder onder het mengsel.
- 04 | Voeg de Fresubin 2 kcal fibre drink chocolade toe en nadien de gesmolten boter.
- 05 | Schep het deeg in de madeleinevormen bak gedurende 10 minuten.
- 06 | Haal de madeleines uit de vorm en laat ze afkoelen op een rooster.

Ingrediënten

Fresubin 2 KCAL Fibre Drink Chocolade	200 ml
Ei	3
Suiker	140 g
Bloem	140 g
Bakpoeder	1/2 zakje
Boter	120 g

Gebruikte producten



Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink - 200 ml (chocolade)



Koken en bakken kunnen het gehalte aan vitaminen en mineralen in Fresubin verminderen. Als u vragen of zorgen heeft, raadpleeg dan uw zorgverlener. De getoonde afbeeldingen zijn serveersuggesties en dienen uitsluitend ter illustratie. Gerechten kunnen variëren door productieprocessen. Allergenen kunnen aanwezig zijn; controleer altijd het etiket van het individuele product en de ingrediënten.

Fresubin is voeding voor medisch gebruik. Enkel te gebruiken onder medisch toezicht.